

## CRITÈRES DE VÉRIFICATION DES CAISSES DE TRANSPORT RÉCEPTIONNÉES

La vérification des caisses de transport s'effectue à l'aide des critères suivants pouvant entraîner l'exclusion des produits de vente (classification en tant que produits « refusés »)

### Critères

- Le nombre maximal de reconditionnement possible est atteint
- Plis de la tige
- Surface endommagée
- La durée allant jusqu'à la date Use Before du fabricant est inférieure à 6 semaines pour la réception des marchandises Vanguard
- Absence de l'étiquette fabricant
- Le dispositif a été préparé/reconditionné par des tiers
- Encrassement initial trop important
- Non reconditionnables

Les critères énumérés ne sont pas exhaustifs.